

## **Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis PCR**

**M:** Abstrichmaterial in 0,5 ml Transportmedium

**T:** PCR; getrennter Nachweis von *B. pertussis* und *B. parapertussis* DNA

**I:** V. a. Keuchhusten (Pertussis)

**E:** Nasopharyngealabstrich mit dünnem Tupfer vornehmen.

Technik: Eine Hilfsperson hält von hinten die Arme, den Oberkörper und den Kopf des Kindes. Der Untersucher führt den sterilen Tupfer horizontal (!) durch den unteren Nasengang des Pat. vor bis zur Rachenhinterwand, beläßt ihn dort für wenige Sek. und zieht ihn wieder heraus. Tupfer in 0,5 ml Transportmedium (physiol. NaCl-Lg) auswaschen und verwerfen. Bakteriolog. Abstrichmaterial im Transportmedium einsenden. Tupfer und Transportmedium werden vom Labor ausgegeben.