

Alkalische Leukozytenphosphatase

M: 2,0 ml EDTA-Blut oder dünne, luftgetrocknete (frische) Blutausrichhe 30 Sek. bei 4 °C in einer (frisch zubereiteten !) Fixationsmischung (45 ml Methanol + 5 ml 35%ige Formaldehydgl.) fixieren. Luftrocknen !

N: Aktivitätsindex zwischen 10 - 100

I: Untermauerung der Verdachtsdiagnose CML (Chronische myeloische Leukämie):

Bei der chronischen myeloischen Leukämie ist die Gesamtaktivität vermindert; hohe Werte beobachtet man bei Osteomyelofibrosen, Polycythämia vera und myeloischen Reaktionen.