

Röteln-Aviditätstest

A: GOÄ

M: 1 ml Serum

N: Indizes

> 50% sprechen gegen eine akute
Röteln-Infektion

< 30% bei gleichzeitig pos. Rö-IgM
sprechen für eine frische Röteln-
Infektion

T: z. Zt. [F]

I: Bei positivem Röteln-IgM um den Infektionszeitpunkt einzugrenzen.

Mindestens IgG-Wert von > 35 IU/ml muß vorliegen; IgG-Werte < 35 IU/ml liefern keine zuverlässige Aviditätsmessung.