

## **Okkultblut-Test, immunologisch**

Nachweis von menschlichem Hämoglobin- und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex

**A:** GOÄ

**M:** ca. 1 g/1 ml Stuhlprobe

**N:** negativ

**T:** Immunchromatographie

**I:** Bei V. a. gastrointestinale Blutungsquelle (Bereich Ileum bis Rektum). Zur Erkennung von kolorektalen Karzinomen und Adenomen

**E:** Vom Stuhlgang jeweils 2 Proben entnehmen. Auf eine Diät kann verzichtet werden, da der Test spezifisch für humanes Hämoglobin ist.

Bei Frauen kein Sammeln von Stuhlproben während der Menstruation.