

PSA (Prostata-spezifisches Antigen)

M: 1 ml Serum, kein Plasma !

Hämolyse stört.

H: 2 - 8 °C bis 24 Std., danach tiefgefrieren
(-20 °C)

N: M: > 4,0 ng/ml

Prostatektomierte Pat. sollten nach
erfolgreicher Operation Werte < 0,1 ng/ml
aufweisen. (vgl. untere MBG des Testkits)

T: CIA; NWG: 0,1 ng/ml

Der Name des Test-Kit Herstellers wird bei
der Befundmitteilung genannt.

I: Diagnostik des Prostata-Karzinoms bei
symptomatischen Patienten.

Verlaufskontrolle behandelter Prostatakarzi-
nome (weitgehend gewebespezifischer
Tumormarker).

E: Vor Blutentnahme 3 Tage nicht Fahrrad-
fahren oder Reiten. Hartnäckige Obstipation
ausschließen.