

Kältehämolysine, bithermische

(= biphasische Donath-Landsteiner-Hämolysine)

M: Blutentnahme ambulant in der Praxis. Für die Untersuchung sollten zur Vermeidung der Autoadsorption von Autoantikörpern die Proben (Nativ- und EDTA-Blut) möglichst bei 37 °C warm gehalten und aufgetrennt werden.

N: negativ

T: 1. Orientierender Kälte-Wärme-Versuch
2. Donath-Landsteiner-Versuch [F]

I: Paroxysmale Kältehämoglobinurie

E: 2 Vollblutproben, eine darf nicht abkühlen (sofortiges Bebrüten bei 37 °C)