

Mykoplasmen des Urogenitaltrakts:
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum im Kulturansatz

M: Cervixabstrich, Vaginalabstrich, Urethralabstrich, Ejakulat, Harnröhrenabstrich.

Nicht geeignet/unter Vorbehalt: Urin

H: Im Ejakulat und in Sekreten bleiben die Mykoplasmen ca. 2 Tage lebensfähig (4 - 37 °C); Postversand möglich

T: Mykoplasmen-Anzucht und Identifizierung (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Untersuchungsdauer bis 4 Tage, ggf. mit Antibiogramm

I: Erkrankungen im Urogenitalbereich (M. Reiter?)

E: Vor antibiotischer Therapie:

- Endocervikaler Abstrich.
Bei Schwangeren Abstrich von der Exocervix.
- Harnröhrenabstrich frühestens 3 Std. nach dem letzten Urinieren des Patienten