

**D-Dimer** (Fibrinospaltprodukte)

**M:** Plättchenfreies Citratplasma, 1 ml.  
Probe innerhalb 2 Std. nach Blutentnahme  
bei 2000 g 15 Min. durch zentrifugieren  
von den Erythrozyten trennen.

H: bis 24 Std. Z. T., danach tiefgefrieren.

**N:** 70 - 500 ng/ml (testabhängig)

**T:** Immunoassay

**I:** Zur Ausschlußdiagnose folgender  
Notfallsituationen:

- tiefe Beinvenenthrombosen,
- Lungenembolie,
- zerebrale Sinusthrombose.

Zur Diagnose einer

- Verbrauchskoagulopathie

Als Therapieentscheidungshilfe nach  
Thrombose:

Fortsetzung Markumar?

Gabe von Kontrazeptiva?

In der Differentialdiagnose des akuten  
Thoraxschmerzes:

- Aortendissektion ? (D-Dimer ↑)
- akutem Koronarsyndrom ?  
(D-Dimer n/( ↑ ))

Überprüfung einer gerinnungshemmenden  
Antikoagulation