

## **Digitoxin**

**M:** 1 ml Serum, Plasma (EDTA, Heparin)

**N:** Im allgemeinen:

Therapeutischer Bereich 9 - 30 ng/ml

Über 30 ng/ml Intoxikation möglich

**T:** RIA (DA, PEG); Testvol. 50 µl

**I:** Überwachung des Digitoxinspiegels  
(Handelsübliche Präparate z. B. Digimerck<sup>®</sup>,  
Ditaven<sup>®</sup>, mono-glycocard<sup>®</sup>, Tardigal<sup>®</sup>)

**E:** Blut nicht innerhalb 6 Std. nach der Digi-  
toxin-Gabe entnehmen.

Übliche Zeiten zur Probenentnahme:  
8 - 24 Std. nach einer Dosis.