

C1-Esterase Inhibitor-Aktivität (funktionell)

M: Citrat Plasma:

Blutplasma abzentrifugieren (10 Min., ca. 3000 rpm)

Überstehendes Plasma in Röhrchen abfüllen.

Kühlschrank 4 °C

H: bei Z. T. bis 24 Std., bei -20 °C 1 Monat

N: 70 - 130% d. Norm

T: Kinetische Bestimmung, photometrisch

I: V. a. C1-INH-Mangel: Beim nichtallergischen Quincke-Ödem (hereditäres angio-neurotisches Ödem) und/oder beim erworbenen C1-INH-Defekt (z. B. Lymphome, hämolytisch-urämisches Syndrom, Kälteurtikaria)