

Chlamydien IgG-Ak

A: GOÄ Suchtest
EBM Bestätigungstest

M: 1 ml Serum

N: negativ (Titer < 1:64)

T: EIA zum Nachweis von IgG-Ak
gegen Chlamydien-LPS
Es werden Antikörper gegen sämtliche
Chlamydien-Arten erfaßt.

I: V. a. Ornithose/Psittakose,
Nachweis einer Chlamydien-Infektion
Lymphogranuloma inguinale (venereum),
Nuchale Lymphknotenschwellung bei
Pharyngitis
C. pneumoniae-Pneumonie,
Chlamydien-induzierte Arthritis (CIA)