

## **Coombs-Test, direkter**

( = dir. Anti-Human-Globulin-Test, AHG)

**M:** Vorzugsweise antikoagulierte Blutprobe (EDTA-, Citrat-Blut); behelfsweise Vollblut. Bei M. h. n. NSB vom Ng 5 ml, bei Transfusionszwischenfällen sofort entnommene Blutprobe (5 ml): Nach Gerinnung bei 37 °C sofort Erys abzentrifugieren (37 °C) und mit physiol. Kochsalzlg. waschen (37 °C); Suspension in Kochsalzlg. herstellen. Bei Pat. mit erworben. hämolyt. Anämie vom Kältetyp: vorzugsweise Citratblut. Ery-Suspension herstellen (s. o.)

**T:** Nachweis inkompletter, bereits in vivo an Ery gebundener Ak mit AHG

**I:** Nachweis natürlich an Ery gebundener Ak bei M. hämolyticus neonatorum, bei erworbener hämolyt. Anämie (Autoantikörperanämie) und bei Transfusionszwischenfall.