

Crosslaps im Serum

M: 1 ml Serum (od. EDTA-Plasma)

N: M: 30. - 50. Lj < 0,58 ng/ml
 51. - 70. Lj < 0,70 ng/ml
 > 70. Lj < 0,85 ng/ml

F: prämenopausal bis 0,73 ng/ml
postmenopausal bis 1,35 ng/ml

T: ELISA; NWG. 0,010 ng/ml

I: Erfolgskontrolle einer antiresorptiven Knochentherapie

z. B. bei postmenopausalen Frauen unter HET (Hormonersatztherapie mit 17β Östradiol und Progesteron) oder Biphosphonattherapie.

Abschätzung der Knochenresorption bei Patienten mit metabolischen Knochenkrankungen, z. B. Hyperparathyreoidismus, M. Paget oder Osteodystrophie oder bei Pat. unter Glucocorticoid-Therapie

E: Morgens (8.00 bis 9.00 Uhr) am nüchtern Pat. Serum innerhalb 3 Std. abtrennen