

Alkohol (Äthanol) im Serum/Plasma

M: 1 ml Serum oder Plasma (EDTA-/ od. Heparin-). Möglichst gekühlt (4 °C).

H: Bis 14 Tage bei 4 °C.

Einfrieren nicht möglich

N: unter 0,1‰

T: spektralanalytisch; NWG: 13 mg/dl (= 0,13‰), MBG: 13 - 300 mg/dl

I: V. a. akuten Alkoholismus. (Nur bei medizinischer Indikation, nicht für forensische Zwecke.)

E: Alkoholische Desinfektionsmittel sollen bei der Blutentnahme vermieden werden. Ersatzweise Sublimat-(Oxycyanat-)Lösung verwenden.

Für nicht-forensische Zwecke dürfte auch das Trocknenlassen (5 Min.) der Alkohol-Desinfektion ausreichen.