

Alpha-Amylase i. S.

M: 1 ml Serum/Heparinplasma

N: methodenabhängig: bis 200 U/l

T: Kinetischer Farbttest:

Maltotriosid-Methode (CNPG₃)

(2-chloro-4-Nitrophenyl- α -D-maltotriosid
als Substrat); Olympus OSR 6106).

Referenzwerte/Ergebnisse angepaßt an
EPS-Amylase von Boehringer Mannheim.

I: Akutes Abdomen

V. a. akute od. Entzündungsschub einer
chronischen Pankreatitis.