

## Blutungszeit

**N:** bis 5 Min.

**T:** Mit einer Lanzette sticht man in das Ohr-  
läppchen möglichst genau 3 mm tief ein.  
Der erste austretende Bluttröpfchen wird  
vorsichtig (!) abgewischt. Dann wird das  
austretende Blut mit saugfähigem Tupfer  
alle 15 sec beseitigt, ohne die Wunde zu  
berühren. Mit der Stoppuhr wird die Zeit  
(vom Einstich ab gerechnet) festgestellt, in  
der die Blutung zum Stehen kommt.

**I:** Bei normalem Quick, PTT und PTZ-Werten  
und normaler Thrombozytenzahl Verdacht auf  
Thrombasthenie.

Abgrenzung des v. Willebrand-Jürgens-Syn-  
droms von der Hämophilie A (Blutungszeit bei  
v. W.-J.-S. verlängert).

**E:** Patient in Praxis