

## **$\alpha$ -Amylase i. U.**

**I:** Zum Nachweis einer Makroamylasämie  
(s. u. ACCQ)

**M:** 10 ml Spontanurin od.  
10 ml eines 24-Std.-Sammelurins  
(24-Std.-Volumen angeben)

**H:** Einfrieren nicht empfehlenswert; Aktivität  
nimmt rasch ab

**N:** methodenabhängig:  
Spontanurin bis 1100 U/l,  
24-Std.-Urin 250 - 500 U/l

**T:** siehe  $\alpha$ -Amylase i. S.