

Anti-HBc IgM

M: 1 ml Serum (od. Plasma)

N: negativ

T: EIA, qualitativ

- I:** – Nachweis einer frischen Hep.-B-Infektion, insbesondere für die Diagnose einer HBsAg-negativen Hep.-B-Infektion (6 - 10% d. F.).
- Abklärung ungewöhnlicher Serokonstellationen (s. u.)
- Ferner bei der Diagnostik der Posttransfusionshep. B, da die meisten dieser Fälle HBs-Ag-negativ sind, später jedoch eine Serokonversion zu Anti-HBc und Anti-HBs zeigen.
- Verlaufsbeobachtung bei chron. Hep. B (Reaktivierung?)