

Thrombozytenzählung

M: 1 ml EDTA-Blut, bei V. a. EDTA-induzierte Pseudothrombozytopenie Citrat-Blut. Die Thrombozytenzählung sollte spätestens 24 Std. nach Blutentnahme durchgeführt werden.

N: 140 000 - 440 000/mm³

NG und K < 1. Lj 350 000 - 670 000/mm³

1. - 5. Lj 290 000 - 510 000/mm³

6.- 15. Lj 250 000 - 450 000/mm³

T: Apparative Zellzählung
(auch bei Citratblut)

I: Thrombopenie (reaktiv: Infektion;
neoplastisch: Leukämie;
immunologisch: z. B. ACA/LA-assoziiert)
Thrombozytose (symptomatisch: Myeloproliferatives Syndrom;
neoplastisch: megakaryozytäre Myelose)