

Troponin T / I

(Cardiales Troponin T, cTnT)

M: EDTA-Blut

(Blutentnahmegefäß ohne Trenngel)

H: 8 Std. bei Z. T.

Probe nicht kühlen oder einfrieren

N: negativ

Bew. path. Bef.:

positiv spätestens 6 Std. nach Schmerzbeginn bei Infarkt oder instabiler Angina pectoris.

T: Troponin T / I-Schnelltest (qualitativ)

I: V. a. akuten Myokardinfarkt (AMI)

oder instabile Angina pectoris

(= Mikrozellnekrosen, „minor myocardial injury“)

Beachte: Ein prähospitaler Troponin-Test ist nur selten positiv, da das Intervall zwischen Schmerzbeginn und Troponin-Anstieg meist zu kurz ist. Fällt der Test allerdings positiv aus, liegt ein kardialer Risikopatient vor.