

Nickel (Ni) im Serum/Plasma

M: 5 ml Serum oder Plasma (K-EDTA)

N: bis ca. 2,6 µg/l (Serum/Plasma)

BAT: – (keine Angabe bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen)

T: AAS, Graphitrohr; NWG: ca. 1 µg/l

I: Bestätigungsuntersuchung bei hohen Einzelbefunden für Ni im Urin (s. d.)

E: Zeitpunkt der Probenahme: Schichtende nach mindestens 3 Arbeitstagen