

## **Legionellen-PCR**

(Legionella pneumophila PCR)

**M:** Transferpuffer eines Rachen- oder Nasopharyngealabstrichs, Sputum, Bronchiallavage, Lungenbiopsie.

**N:** negativ

**T:** PCR

**I:** V. a. Legionellen-Pneumonie oder Pontiac-Fieber

**E:** Bei Abstrichen: Tupfer wird in Transferpuffer ausgewaschen. Abstrichbesteck vom Labor anfordern. Bei einer Probennahme aus der Mundhöhle sollte vorher nicht gegessen oder gegurgelt werden. (Legionella pneumophila kommt ubiquitär in Wasser vor).