

HBsAg, quantitativ

A: GOÄ

T: Architect[®], Abbott

Angabe IU/ml

MBG: 0 – 2000 IU/ml

I: Für die HbsAg gesteuerte Interferontherapie:

- Therapieverkürzung bei deutlichem HBsAg Abfall (50 - 100%) nach 12 bzw. 24 Therapiewochen
- Therapieverlängerung oder Kombination mit Nucleos (/t) idanaloga bei mäßigem HBsAg (10 – 50%) Abfall nach 12 bzw. 24 Therapiewochen
- Therapiebegrenzung bei fehlendem HBsAg Abfall (bei 10%) nach 12 bis 24 Therapiewochen und nachfolgende Gabe von Nucleos (/t) idanaloga