

## **Gastrin und Sekretin-Provokationstest**

**M:** jeweils 1 ml Serum, tiefgefrieren

Bei Überweisung in die Laborpraxis zum Provokationstest bitte tel. Absprache

**N:** Anstieg  $< 100\%$  gegenüber Basalwert  
Bew. path. Bef.:

Beim Gastrinom (Zollinger-Ellison-S.) kommt es zu einem Anstieg  $> 100\%$  nach 2 bis 5 Min. oder

„Als diagnostisch beweisend für gastrinprod. TU (Z. E.) wird ein Anstieg des Gastrins um 200 pg/ml erachtet.“

**I:** Erhöhte Gastrinwerte bei Verdacht auf ZES

**E:** i. v.-Gabe von 1 KE/kg KG Sekretin (z. B. Sekretolin<sup>®</sup> Diagnostikum) oder Kabi-Sekretin<sup>®</sup> (2 KE/kg KG).

Blutentnahme zur Zeit  $t = 0$  (vor Gabe), 2, 5, 15 und 30 Min. nach Applikation.

Vorzugsweise durch Pat. von der Apotheke besorgen lassen: Sekretolin<sup>®</sup> Diagnosticum, 1 Amp. 100 KE (KE = „Klinische Einheit“) und 1 Amp. 10 ml Aqua ad inject.