

Glukose-Belastung in der Ss

A: GOÄ

M: Spezialröhrchen mit Zusatz eines Gerinnungshemmers (z. B. EDTA) und eines sofort wirksamen Glykolysehemmers (NaF + Na-Oxalat od. Citrat/Citratpuffer), z. B. S-Monovette[®] GlucoEXACT

N: BZ nü < 92 mg/dl
1. Std < 180 mg/dl
2. Std < 153 mg/dl

I: Suchtest auf Schwangerschaftsdiabetes zwischen 24+0 und 27+6 Sswo

V. a. abgeschwächte Glukosetoleranz bei BZ nü ≥ 92 mg/dl od. bei „Gelegenheits-BZ“ ≥ 200 mg/dl oder bei auffälligem „Zuckertest“ (s. o.)

E: Venöse Blutentnahme zwischen 6.00 und 9.00 Uhr. Schwangere muß nahe dem Testlabor sitzen, darf nicht liegen oder sich unnötig bewegen.

Blutentnahme zur Zeit $t = 0$ (1. Wert, nüchtern). Danach trinkt Schwangere Wasser schluckweise innerhalb von drei bis fünf Minuten. Weitere Blutentnahmen nach 2 und 3 Std.