

Cystatin C

A: EBM 32463

Indikationsstellung beachten:

GFR: 40 - 80 ml/min x 1,73m²
berechnet nach MDRD-Formel)

GOÄ A3754

M: 1 ml Serum

N: K > 1. Lj: 0,50 - 0,84 mg/l

E < 60. Lj: 0,53 - 1,02 mg/l

60. - 74. Lj: 0,60 - 1,30 mg/l

75. - 85. Lj: 0,70 - 1,47 mg/l

T: Nephelometrie, MBG: 0,3 - 8,5 mg/l

Berechnung der eGFR

I: Frühdiagnose einer Nierenschädigung im „Kreatinin-blinden“ Bereich, d. h.

Erfassung einer eingeschränkten glomerulären Filtrationsrate (GFR) bei

- akuten und chronischen Nierenerkrankungen
- Erkrankungen mit möglicher Nierenbeteiligung (z. B. Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus)
- potentiell nierentoxischer Medikation
- Hämodialyse, Nierentransplantation

Bestätigung einer GFR von 40 bis 80 ml (KOF/1,73 m²) berechnet nach der MDRD-Formel.