

Blutungszeit

N: bis 5 Min.

T: Mit einer Lanzette sticht man in das Ohrläppchen möglichst genau 3 mm tief ein. Der erste austretende Blutropfen wird vorsichtig (!) abgewischt. Dann wird das austretende Blut mit saugfähigem Tupfer alle 15 sec beseitigt, ohne die Wunde zu berühren. Mit der Stoppuhr wird die Zeit (vom Einstich ab gerechnet) festgestellt, in der die Blutung zum Stehen kommt.

I: Bei normalem Quick, PTT und PTZ-Werten und normaler Thrombozytenzahl Verdacht auf Thrombasthenie. Abgrenzung des v. Willebrand-Jürgens-Syndroms von der Hämophilie A (Blutungszeit bei v. W.-J.-S. verlängert).

E: Patient in Praxis